

Venus Swan to nowatorskie urządzenie łączące multi-polarną technologię fal radiowych i impulsowe pole magnetyczne. Dzięki zastosowanej technologii zabiegi są całkowicie bezpieczne i bezbolesne, a dla



Państwa klientów - przyjemne.

W urządzeniu zastosowano dwie nowoczesne technologie: fale radiowe III generacji będącą własnością patentową firmy oraz impulsowe pole magnetyczne działającego jednocześnie z falami RF. W metodzie tej prąd RF płynie jednocześnie pomiędzy wieloma elektrodami dzięki czemu jego energia zostaje skupiona i zogniskowana tworząc jednolite pole fali elektromagnetycznej wysokiej częstotliwości. Pozwala to na bezpieczne, a jednocześnie bardzo skuteczne wykorzystanie fal radiowych do szerokiej gamy zabiegów:

- liftingu i wygładzania skóry,
- redukcji trądziku młodzieńczego,
- redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu
- oraz szeregu zabiegów terapeutycznych wywołanych działaniem termicznym.

Absolutną nowością jest dodanie pola magnetycznego. Jak pokazują wieloletnie badania pole takie formuje się nowych włoskowatych naczyń krwionośnych oraz tworzenie nowych fibroblastów poprzez nietermiczny proces stymulacji biologicznej. Dzięki temu procesowi:

- poprawia się mikro krążenie w skórze

- wzmacnia proces produkcji kolagenu wywołany działaniem termicznym fali RF.

Dzięki dwóm specjalnie zaprojektowanym aplikatorom zabieg można wykonać na **wielu partiach ciałach**.





Aplikator do twarzy



Aplikator do Ciała